

Karaya es un material utilizado en los suministros de ostomía como barreras de la piel y polvos, pero ¿qué es exactamente, y por qué se utiliza?

Karaya, o “goma Karaya” es un producto natural a base de vegetales derivados de la *Sterculia urens* suave árbol originario de la India y Pakistán. La goma karaya se produce mediante la recopilación de la encía mediante la eliminación de los agujeros de la corteza o de perforación en el tronco del árbol.

reconocido como seguro y no tóxico, Karaya se utiliza en muchos productos que van desde emulsionantes alimentarios, adhesivos, laxitives , prótesis dentales, lociones, y por supuesto, los suministros de ostomía.

El mejor, más puro de grado médico goma

Karaya es transparente a blanco en color y también puede venir en forma de polvo. Desde el punto de vista de la química, Karaya absorbe el agua rápidamente y forma una “goma”. Puede absorber hasta 100 veces su peso en agua. Con mayores concentraciones de agua, Karaya forma un gel o pasta que se puede utilizar para suavizar cómodamente y con seguridad fuera de la piel áspera o desigual.

¿Por qué se Karaya utiliza en materiales de ostomía?

Por lo general, encontrará Karaya, ya sea en forma de polvo o se aplica a la piel barreras / obleas

- ayuda a prevenir las infecciones

bacterianas: - Karaya tiene cualidades químicas que ayudan a reducir la adhesión bacteriana , las mismas razones que hacen

que sea ideal para la adhesión de la dentadura

- **Ayuda a Irritado y la piel sensible:** - la piel irritada es una afección común de la piel que rodea una colostomía o estoma illeostomy, y Karaya de propiedades químicas únicas permiten crear un gel protectora sobre la piel afectada y absorber el exceso de humedad. Esto asegura que la piel está protegida antes de unir una barrera y dispositivo de ostomía a la piel. Esto también es bueno para los pacientes que pueden tener la piel sensible o frágil que no acepta las barreras de la piel sintéticos

¿Qué tipo de Karaya materiales de ostomía están disponibles

-? **Karaya en polvo** - el polvo se aplica antes de usar una barrera de la piel,

comúnmente para la piel irritada para servir como una capa adicional de protección contra las infecciones bacterianas y para mantener la piel de la irritación adicional debido a la adhesión de la nueva barrera. Cuando se utiliza el polvo, absorberá la humedad de la piel para crear un “gel” pegajoso y ligeramente adhesivo. El polvo se vende en botellas de hojaldre pequeñas que hacen que sea fácil de aplicar de manera uniforme

-. **Karaya Pega** - Una goma karaya se aplica a la piel para ayudar a prevenir la irritación, así como ayudar a suavizar irregular piel superficies cuando se aplica un aparato de ostomía. La piel está protegida de las fugas por la goma Karaya hidrocoloide natural. Las pastas se venden comúnmente en los tubos de compresión

- **Karaya barreras de la piel** - barreras cutáneas con Karaya naturales sirven muchos de los mismos beneficios.; ayuda a evitar que los organismos de la piel dañen el crecimiento en la piel y ofrece una cierta flexibilidad y la convexidad en la barrera, permitiendo que se ajuste a los estomas irregular, estomas ras, o pliegues de la piel. Además, tenga en cuenta las barreras de la piel Karaya son sólo ligeramente adhesiva por lo que es probable que un borde de la cinta es necesario para una fuerte adhesión.

[Source](#) by [Kyle Jindel](#)